



EFT-Systems GmbH
Bruchtannenstraße 28
63801 Kleinostheim (Germany)
E-MAIL: info@eft-systems.de

INFORMACIÓN MASCARILLA HIGIÉNICA FEDIFAR

Fabricante: JianXi Medex Technology Co. Ltd., ChengXin Avenue, Industrial Park, Xinfeng Country, Ganzhou City, JianXi Province, China.

Proveedor: EFT-SYSTEMS GMBH Bruchtannenstrabe 28 63801 Kleinostheim, Alemania.

Importador: ACOFARMA. DISTRIBUCION S.A, C/Llobregat no 20. Pol.Ind.Sta.Margarita -Terrassa-Barcelona 08223- España

Lugar de procedencia: China

Denominación: Mascarilla Higiénica Tricapa Fedifar (no reutilizable)

Descripción: Mascarilla higiénica de fácil aplicación y buen ajuste a diferentes tipos de caras, gracias a las cuatro cintas verticales y la tira nasal.

Diseño de triple capa. Excelente transpirabilidad y filtro altamente eficaz. Color azul.

Composición: tres capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras); polipropileno hilado enlazado 66% y polipropileno soplado 34%.

Periodo recomendado de uso continuado: No se recomienda utilizar esta mascarilla por un periodo superior a 4 horas

Lote, fecha fabricación y fecha de caducidad: Ver base del envase

Normativa: cumplimiento UNE 064 en referencia a, criterio de aceptación BFE \geq 95% y Respirabilidad $<$ 60 Pa/cm² (UNE-EN 14683:2019+AC:2019, puntos 5.2.2 y 5.2.3)

Test Report A2200062383101ER1 CTI Center Testing Internacional

Instrucciones y Advertencias: para evitar la pérdida de eficacia de la mascarilla y el posible aumento del riesgo de transmisión, es fundamental ponérsela, quitársela y eliminarla correctamente.

Este producto no es un equipo de protección individual ni un producto sanitario.

La utilización de la mascarilla solo es efectiva en combinación con las medidas de higiene y distanciamiento social.

Colocación de la mascarilla:

- 1) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica
- 2) Colocar en la cara y sostener desde el exterior, pasar el arnés de cabeza a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos
- 3) Bajar la parte inferior a la barbilla y verificar que la cubra. Ajustar la pinza nasal a la nariz
- 4) Verificar que está correctamente ajustada y una vez ajustada intentar no tocar con las manos de nuevo, sin previamente realizar una correcta higiene de manos

Para retirar la mascarilla:

- 1) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica
- 2) Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla
- 3) Desechar la mascarilla en un contenedor provisto de una bolsa de plástico
- 4) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica

Esta mascarilla no es reutilizable y se debe desechar tras su uso.

